

# CITIZEN

## 2023 西铁城居家健康管理 电子产品系列



电子血压计  
电子体温计  
冲牙器  
电动牙刷  
电子体重计  
超声波洗净器  
压缩式雾化器

# 电子血压计

## 每天轻松测量血压 隐形高血压无所遁形

目前在各先进国家里，大部分家庭均已配备电子血压计并养成每天在早晚时段里定时测量血压的习惯。

安坐家中测量血压的好处在于两方面：其一可以随时随地掌握自身血压的变化状况进行健康状况的监察；其次是通过自我检测，可以发现一些在医院无法获取的健康信息。另外，在同样条件下通过每天定时测量血压并记录备案的话，可以获取有助于医生诊断的重要信息。

西铁城精电科技（江门）有限公司生产上臂式与手腕式两类电子血压计，方便在家中准确地血压测量。



### — 上臂式血压计 —



双人记忆  
早晚测量数据分开记录

CH-551



特大液晶显示

CH-550



血压水平分类显示

CHU317



血压水平  
分类显示

CHU307



全自动  
智能加压

CHU306



身体误动/  
心律不齐检出功能

CH-453-AC



全自动  
臂式电子血压计

CH-452-AC

### — 手腕式血压计 —



特大液晶显示  
身体误动 / 心律不齐检出功能

CH-650/CH-650BK



特大液晶显示  
容易读数

CHW301/CHW303

## 上臂式血压计



附有臂带仓  
易于收藏

### 双人记忆·早晚测量数据分开记录

CH-551

- 大液晶显示
- 190 组自动双人记忆
- 最近 3 次测量平均值显示
- 早晚测量数据分开记录
- 血压水平显示
- 心律不齐检出功能
- 身体晃动提示功能
- 13 种时间显示可供选择



附有臂带仓  
易于收藏

### 特大液晶显示

CH-550

- 大液晶显示
- 190 组记忆值
- 最近 3 次测量平均值显示
- 心律不齐检出功能
- 身体晃动提示功能
- 显示日历时钟
- 可接 AC 电源适配器



香槟色



蓝色

### 血压水平分类显示

CHU317

- 血压水平分类显示
- 160 组自动记忆
- 心律不齐检出功能
- 身体晃动提示功能
- 全自动智能加压
- 可接 AC 电源适配器
- 香槟色和蓝色两种颜色可选



## 上臂式血压计



### 血压水平分类显示

CHU307

- 血压水平分类显示
- 160 组自动记忆
- 心律不齐检出功能
- 身体晃动提示功能
- 全自动智能加压
- 可选配 AC 电源



### 全自动智能加压

CHU306

- 全自动智能加压
- 190 组自动记忆
- 心律不齐检出功能
- 身体晃动提示功能
- 清晰易读大屏显示



### 身体晃动 / 心律不齐检出功能

CH-453-AC

- 可接 AC 电源适配器
- 190 组记忆值
- 最近 3 次测量平均值显示
- 心律不齐检出功能
- 身体晃动提示功能
- 自动关机
- 全自动加压
- 单键操作，简单方便



### 全自动臂式电子血压计

CH-452-AC

- 可接 AC 电源适配器
- 190 组记忆值
- 最近 3 次测量平均值显示
- 全自动加压
- 自动关机
- 一键操作，轻松测量



## 手腕式血压计



黑色



白色



附送保护收纳盒

### 特大液晶显示， 身体误动 / 心律不齐检出功能

CH-650/CH-650BK

- 心律不齐提示功能
- 身体误动提示功能
- 90 组记忆值
- 显示最近 3 次测量结果的平均值
- 弧形腕带，适用于周长在 13.5~21.5cm 的手腕
- 一键自动测量，操作简易
- 特大液晶显示



### 特大液晶显示，容易读数

CHW301/CHW303

- 硬质腕带
- 设计简洁大方
- 前次测量结果回读
- 特大液晶显示，清晰显示
- 一键自动测量，操作简易
- 全自动加压



## 正确测量血压的方法

沐浴或饮酒后，请勿测量血压。建议您选一天内最安定的时间段进行，尽量在同一时间测量。

### 每天同一时间测量

血压时常在变化，建议您每天同一时间测量以便记录每天的血压变化。

### 测血压须注意事项

有尿意或便意时，请在排尿或排便后再进行测量。请在吃药前、饭前测量血压。

### 舒适心情测量血压

心事重重、焦虑不安或睡眠不足时血压都会升高。测血压前请先做 5~6 次的深呼吸，在轻松状态下测量（情绪紧张不安会影响血压的稳定）。

### 测量过程中须注意事项

测量时请采取舒服的姿势，并保持安静。臂带 / 腕带的中心保持与心脏等高，测量时请勿移动手臂，请勿讲话。

### 正确测量姿势

测量血压时注意臂带 / 腕带与心脏一定要在同一高度，手掌朝上自然张开，手指不要动，并且不要移动身体，保持安静。



上臂式血压计



手腕式血压计

## 电子体温计

### 健康管理新理念

人体能够控制体温并使其处于恒定的温度。寒冷时打颤，酷热时出汗，通过在体内产生能量或散热来取得平衡，从而使体温保持在一定的温度。体温是否正常在某种程度上是有衡量指标的。这个衡量指标放到腋下测量的标准为 36.78°C。如能保持恒定的体温，则身体机能能正常运作，且不容易患病。

另一方面，如果体温持续过低，则基础新陈代谢就会降低，内脏等的机能也会衰退，从而导致身体状况变差。了解体温的同时也能了解自己的身体状况，对健康管理意义重大。

西铁城为大家提供了多款使用方便的电子体温计。



### 红外体温计



多功能红外体温计  
CTD711



一秒测量红外额温计  
TH30F



多功能红外体温计  
TH10K

### 预测 / 实测式体温计



女性专用，30 秒快速测量，  
背景灯设计  
CTB503L



60 秒快速测量，  
背景灯方便夜间测  
CTB502



30 秒快速测量，  
软头设计  
CT791SP

### 实测式体温计



女性专用  
CTACN322L



高性价比  
CTACN319



时尚新颖，高性价比  
CT422

# 电子体温计

1秒测量 红外耳温/额温 记忆存储

## 多功能红外体温计

CTD711

- 耳温/额温一秒测量，快速方便
- 9组记忆存储功能，可随时查询测温记录
- 具有物体测量和室温模式
- 背光灯、日期、时间显示功能
- 高温提示功能
- 自动关机，延长电池使用寿命




1秒测量 红外额式

## 一秒测量红外额温计

TH30F

- 1秒精准测量
- 非接触式测量，卫生舒适
- 物体测量模式
- 室温模式
- 低音量设计
- 一键式简易操作



1秒测量 红外耳温/额温 记忆存储

## 多功能红外体温计

TH10K

- 耳温/额温一秒测量，快速方便
- 25组记忆存储功能，可随时查询测温记录
- 前一测量值同时显示
- 具有物体测量和室温模式
- 低音量设计，贴心安静
- 高温提示功能
- 自动关机，延长电池使用寿命



女性专用 预测/实测式 30秒预测

舌下

## 女性专用，30秒快速测量，背景灯设计

CTEB503L

- $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 的高精度 ( $35.00^{\circ}\text{C} \sim 38.00^{\circ}\text{C}$ )
- $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 的高精度 ( $35.00^{\circ}\text{C} \sim 38.00^{\circ}\text{C}$ 以外)
- 30秒预测功能
- 背景灯方便夜间读数
- 防水功能，可用清水清洗
- 自动关闭电源功能
- 蜂鸣器提醒功能
- 前回测量值记忆功能
- 可在口腔测量
- 可辅助测量女性基础体温



防水 预测/实测式 背景灯

## 60秒快速测量，背景灯方便夜间读数

CTEB502

- 60秒内快速完成体温预测
- 防水功能，可用清水清洗
- 无需任何工具便能轻松掀开电池盖更换电池
- 屏幕备有背景灯方便夜间读取数据
- 特大液晶显示
- 特长电池寿命 (可测量 1000 次)
- 记忆功能，显示上次测量结果
- 附送收纳盒，安全携带



防水 预测/实测式 30秒预测

## 30秒快速测量，软头设计

CT791SP

- 30秒内快速完成体温预测
- 软头设计，舒适测量
- 防水功能，可用水清洗
- 特大液晶显示
- 特长电池寿命 (可测量 5500 次)
- 记忆功能，显示上次测量结果



## 电子体温计

女性专用 实测式 腋下 / 舌下



### 女性专用

CTACN322L

- ±0.05°C的高精度 (35.00°C ~38.00°C)
- ±0.1°C的高精度 (35.00°C ~38.00°C以外)
- 防水功能, 可用清水清洗
- 自动关闭电源功能
- 蜂鸣器提醒功能
- 前回测量值记忆功能
- 可在口腔或腋下测量
- 可辅助测量女性基础体温



防水 实测式 腋下 / 舌下



### 高性价比

CTACN319

- ±0.1°C的高精度
- 防水功能, 可用清水清洗
- 自动关闭电源功能
- 蜂鸣器提醒功能
- 前回测量值记忆功能
- 可在口腔或腋下测量



防水 实测式 腋下 / 舌下



### 时尚新颖, 高性价比

CT422

- 防水功能, 可用水清洗
- 大屏幕液晶显示
- ±0.1°C的高精度
- 蜂鸣器提示功能
- 时尚新颖轻巧设计, 便于携带
- 自动关闭电源功能



## 冲牙器

### 手持式冲牙器

MR501



- 13种使用模式: 正常 / 舒适 / 脉冲
- 更好地清理牙齿间食物残渣, 保护牙龈健康
- 使用时间: ≥ 30分钟
- 感应式充电更安全
- 12分钟定时, 30秒智能提醒
- 1170ML大容量水箱
- IPX7级防水; 噪音低于75dB
- 1360°可旋转喷嘴, 可更好清理牙齿间残留物
- 独特的释放喷嘴按键设计, 方便更换



### 便携式冲牙器

MR332



伸缩水箱

- 出水脉冲数: 1,400-1,700次/分钟
- IPX7级防水, 有效保护产品
- 13种档位: 标准 / 柔和 / 脉冲
- 1180ml大容量水箱设计
- 配有使用模式记忆功能
- 12分钟定时
- 带有充电指示灯的USB充电 (Type-C 端口)
- 充电时长: 约3.5小时
- 电池使用时间: 44分钟 (以标准档位使用)
- 标配2个可更换喷嘴



### 便携式冲牙器

MR329



伸缩水箱

- 出水脉冲数: 约1,500次/分钟
- IPX7级防水, 有效保护产品
- 13种档位: DIY档 / 轻柔档 / 清洁档
- 1360°可旋转喷嘴更好清理牙齿间残留物, 保护牙龈健康
- 配有使用模式记忆功能
- 12分钟定时
- 充电方式: 磁吸充电
- 充电时长: 约6小时
- 电池使用时间: 75次 (清洁档, 每次一箱水)
- 标配2个可更换喷嘴



# 电动牙刷

NEW

## 长续航多功能声波电动牙刷

EHS539

- ▮ 振动频率：40,800 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 15 种使用模式：早安 / 晚安 / 快速 / 牙套 / 美白
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 具有压力传感器功能
- ▮ 变色刷丝，约 3 月提示刷头更换
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒（仅限早安模式）
- ▮ 满电可使用 60 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 标配 2 个柔软刷头
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 感应式充电，安全方便
- ▮ 多功能省心设计，家里的老人也可舒心使用
- ▮ 两种颜色可选：暮山紫 / 丁香粉

暮山紫

丁香粉



NEW

## 便携式声波电动牙刷

EHS538

- ▮ 振动频率：33,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 13 种洁齿模式：清洁 / 轻柔 / 按摩
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 电池充电时间约 4 小时
- ▮ 满电可使用 30 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 口红式精美便携设计，女士爱不释手之选
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 充电功能
- ▮ 标配 2 个柔软刷头



NEW

## 声波电动牙刷

EHS537

- ▮ 振动频率：36,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 12 种使用模式：清洁 / 敏感
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 变色刷丝，约 3 月提示刷头更换
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 电池充电时间约 12 小时
- ▮ 满电可使用 21 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 标配 2 个柔软刷头
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 感应式充电，安全方便
- ▮ 简约日式风，两种颜色可选：樱花粉 / 银河灰

樱花粉

银河灰



NEW

## 多功能声波电动牙刷

EHS536

- ▮ 振动频率：36,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 15 种使用模式：清洁 / 美白 / 抛光 / 按摩 / 护敏
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 变色刷丝，约 3 月提示刷头更换
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 电池充电时间约 12 小时
- ▮ 满电可使用 21 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 感应式充电，安全方便
- ▮ 标配 2 个柔软刷头



NEW

## 便携式声波电动牙刷

EHS535

- ▮ 振动频率：36,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 13 种洁齿模式：清洁 / 美白 / 按摩
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 变色刷丝，约 3 月提示刷头更换
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 电池充电时间约 4 小时
- ▮ 满电可使用 25 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 小巧便携设计，配有收纳盒，差旅最佳伴侣
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 充电功能
- ▮ 标配 1 个柔软刷头

附送收纳盒



## 智能声波电动牙刷

EHS529

- ▮ 振动频率：32,000-40,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 13 段洁齿模式：清洁 / 美白 / 按摩，15 个档位
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 满电可使用 25 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 炫彩粉 & 炫酷蓝可选，舒适刷牙体验
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 感应式充电，
- ▮ 电池过充保护，安全方便
- ▮ 标配 3 个柔软刷头

炫彩粉

炫酷蓝



# 电动牙刷



## 多功能声波电动牙刷

EHS528

- ▮ 振动频率：26,000-42,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 16 种模式：净白 / 清洁 / 抛光 / 按摩 / 舌苔
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 电池充电时间约 16 小时
- ▮ 满电可使用 25 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 舒适刷牙体验；长使用寿命
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 感应式充电，安全方便



## 智能电动牙刷

EHS520

- ▮ 配一体式功能盒
- ▮ 振动频率  $\geq 35,000$  次 / 分
- ▮ 高速紫外线消毒
- ▮ 紫外线灯管寿命 8000 小时
- ▮ IPX7 级牙刷防水等级
- ▮ 清洁、轻柔、按摩模式
- ▮ 消毒器紫外线强度  $\geq 230\mu W/cm^2$
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ ABS+TPE+ 杜邦尼龙刷头
- ▮ 刷头可更换（标配 3 个刷头）



## 声波电动牙刷

EHS331

- ▮ 振动频率：30,000-35,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 15 种使用模式：亮白 / 清洁 / 轻柔 / 抛光 / 按摩
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 满电可使用 60 天（亮白模式）  
（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 充电，安全方便
- ▮ 标配 3 个柔软刷头



## 便携式声波电动牙刷

EHS328

- ▮ 振动频率：24,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 轻柔清洁模式
- ▮ 11 节 7 号电池可使用 120 天  
（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 标配 3 个柔软刷头



## USB 充电电动牙刷

EHS313

- ▮ USB 接口充电
- ▮ 振动频率  $\geq 28,000$  次 / 分
- ▮ 轻巧易于收纳
- ▮ 刷头可更换（标配 3 个刷头）
- ▮ IPX7 级牙刷防水等级
- ▮ 清洁、轻柔模式
- ▮ 材质 ABS+TPE+PBT 刷毛
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒



## 便携式电动牙刷

EHS318

- ▮ 牙刷防水等级：IPX7 级
- ▮ 22,000 次 / 分钟振动频率
- ▮ 刷牙模式：轻柔清洁模式
- ▮ 可更换刷头，配有 3 个刷头
- ▮ 圆三角菱形外观，简洁便携式设计



## 电动牙刷

### 多功能儿童声波电动牙刷

EHS327



- ▮ 振动频率：38,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 13 种使用模式：净白 / 清洁 / 按摩
- ▮ 配有使用模式记忆功能
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 电池充电时间约 10 小时
- ▮ 电量长续航，满电可使用 21 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 轻柔舒适刷牙体验，适合 6-12 岁儿童幼齿
- ▮ 带有充电指示灯的 USB 式充电，安全方便



### 便携式儿童声波电动牙刷


EHS326



- ▮ 振动频率：17,000 次 / 分
- ▮ IPX7 级防水，有效保护产品
- ▮ 轻柔清洁模式
- ▮ 12 分钟定时，30 秒智能提醒
- ▮ 电量超长续航，可使用 120 天（每天 2 次，每次 2 分钟）
- ▮ 轻柔舒适刷牙体验，适合 4-10 岁儿童幼齿
- ▮ 使用干电池，小巧设计方便携带
- ▮ 童趣的七彩灯设计
- ▮ 具有 LED 照明功能，方便查看儿童口腔



### 电动牙刷功能图标解析




## 电子体重计

### 智能家用电子体重计

HMS321



- ▮ 数据存储功能（40 组）
- ▮ 智能差值比较（自动与最近一次存储数据比较）
- ▮ BMI 计算（底部 UNIT 键）
- ▮ 环境温度显示
- ▮ LCD 屏幕显示
- ▮ 自动开关机，智能省电
- ▮ 低电量提示
- ▮ 纤薄机身，四角安全圆弧设计



## 超声波净洗器

### 超声波净洗器

SWT710



- ▮ 搭配双重振动组件，更强清洁能力
- ▮ 可选择 5 种不同时间设定的定时功能
- ▮ 采用倒数方式显示剩余清洗时间
- ▮ 触屏式操作模式
- ▮ 内置自动温度调节设计，防止产品过热发生故障
- ▮ 标配清洗小物件（篮子与手表专用塑料架）
- ▮ 可拆卸电源线，便于收藏



清洗篮子与手表专用塑料架



## 压缩式雾化器

### 空气压缩式雾化器

GC806



- ▮ 精巧便携，操作简单
- ▮ 家用雾化吸入治疗专用设备
- ▮ 创新高效压缩机，高效喷雾疗法
- ▮ 中位粒径 3.6 $\mu$ m 的极细雾粒直达呼吸系统
- ▮ 严格测试消音系统， $\leq$ 63dB 低噪音工作
- ▮ 0.16ml/分的高效喷雾速率
- ▮ 残液量  $\leq$ 0.7ml
- ▮ 配件丰富，适合多种使用场景

标配配件



# 功能图标解析

## 血压计功能图标

测量方式	 软臂带	 软腕带	 硬腕带		
记忆功能	 记忆值功能	 90组记忆值	 60组记忆值	 双用户记忆	 最近3次测量平均值显示
提示功能	 身体误动提示功能	 身体误动提示功能	 心律不齐提示功能	 血压水平显示	
电池寿命	 1000次 电池寿命1000次	 700次 电池寿命700次	 500次 电池寿命500次	 400次 电池寿命400次	 150次 电池寿命150次
其它功能	 日历时钟显示	 早晚记忆功能	 自动关机	 臂带收纳	 可接AC电源适配器
配件	 附送保护收纳盒				

## 体温计功能图标

测量部位	 红外耳温	 红外耳温	 红外额式	 腋下测量	 腋下·舌下测量	 舌下测量
主要功能	 前次测量记忆值	 蜂鸣器	 室温测量模式	 非接触式测量	 物体测量模式	 实测式测量
设计特色 & 电子寿命	 预测实测式 实测/预测式测量	 1秒精准测量	 背光显示	 背光显示	 自动关机	 日期时间
	 3位数显示	 4位数显示	 防水设计	 软头设计	 低音设计	 日期时间
配件	 5500次 电子寿命5500次	 3000次 电子寿命3000次	 1000次 电子寿命1000次	 电子寿命预测1200次 实测700次		
	 附送保护收纳盒					

# CITIZEN

产品设计与规格如有变更，恕不另行通知



微信扫一扫  
生活更健康

CITIZEN (西铁城) 是西铁城時計株式会社的注册商标

**西铁城精电科技(江门)有限公司**

地址：广东省江门市江海区金星路 399 号 6 栋，529040

电话：(0750) 3870 833 售后热线：400-835-2500